

Data																				
Hora																				
Informações do prontuário do paciente, antes do início do desmame do A2A																				
FC basal: +20%: +50%:																				
PA diastólica basal: +20%: +50%:																				
Observação por 2 minutos antes do estímulo																				
FC atual																				
FC comparada à basal Igual ou próxima à basal= 0 ≥ 20% = 1 ≥ 50% = 2																				
PA diastólica atual																				
PA diastólica comparada à basal Igual ou próxima à basal= 0 ≥ 20% = 1 ≥ 50% = 2																				
Comportamento Dormindo/acordado/calmo ou SBS = 0 = 0 Acordado/agitado ou SBS ≥ +1 = 1																				
Tremor Nenhum/leve = 0 Moderado/intenso = 1																				
Pontuação Total (0-6)																				

Instruções da Ferramenta de Avaliação de Abstinência – Alfa 2 Agonista (WAT-A2A)

- Inicie a pontuação da WAT-A2A a partir do primeiro dia do desmame em pacientes que receberam doses de dexmedetomidina e/ou clonidina, incluindo adesivo transdérmico por > 5 dias. A WAT-A2A deve ser realizada pelo uma vez a cada 12 horas (ex: às 8h e às 20h +/- 2horas). Continue a pontuar duas vezes por dia até 24 horas após a última dose de dexmedetomidina ou 72 horas após a última dose de clonidina.

Antes de iniciar o desmame do A2A, documente a FC e PAD basais do paciente utilizando os dados dos últimos 5 dias do prontuário.

- Este é o valor mais frequente de FC e PAD. Elimine períodos de dor, agitação ou eventos que alteram os sinais vitais. Observe o intervalo de valores +20% e +50% (Valor basal x 1,2 = +20%; Valor basal x 1,5 = +50%)

Antes de estimular o paciente, observe-o por 2 minutos e registre o seguinte:

- **FC atual:** Pontue 0 se a FC for igual ou próxima à basal. Pontue 1 se a FC aumentou ≥20%, mas menos que 50%. Pontue 2 se a FC aumentou ≥50%.
- **PAD atual:** Pontue 0 se a PAD for igual ou próxima à basal. Pontue 1 se a PAD aumentou ≥20%, mas menos que 50%. Pontue 2 se a PAD aumentou ≥50%.
- **Comportamento:** Pontue 0 se o paciente estiver dormindo, acordado ou calmo ou SBS = 0. Pontue 1 se o paciente estiver acordado e agitado ou SBS ≥ 1.
- **Tremor:** Pontue 0 se o paciente não apresentou tremores ou apresentou apenas tremores ocasionais. Pontue 1 se o paciente apresentou tremores persistentes.

Some os quatro itens para a pontuação total WAT-A2A (0-6). Observe as tendências numéricas ao longo do tempo.

© 2023 Jean C. Solodiuk and Martha A.Q. Curley

Translated from English to Portuguese by Roberta Esteves and José Colleti (February 2025)



CC BY-NC-ND 4.0

Made available under a Creative Commons Attribution - Non Commercial - No Derivatives 4.0 International Deed:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>